

## ColoQuick Pasteur + MAXX4

# CÓDIGOS DE MENÚ

**CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA**

1110, 1111, 1112	Configuración de pasteurización
1120, 1121, 1122	Configuración de descongelación
1130	Configuración para mantener caliente
1140, 1141, 1152	Configuración para enfriamiento
2222	Configuración de usuario
2223	Configuración de agua caliente
2240	Calibración
2242	Configuración de calibración
2999	Borrar lista de errores
3000	Mostrar registros
3001	Mostrar lista de errores
3010	Borrar registros
7500	Configuraciones de carga USB
7501	Configuraciones USB para guardar

**CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA**

8191	Configuración de fábrica
8192	Establecer ID de producto
8195	Habilitar motor PWM

**CONFIGURACIÓN/PRUEBA DE LA MÁQUINA**

1280	Prueba de desgaste
9990	Modo de prueba
9991	Configuración de sensores
9992	Activar/desactivar función
9999	Actualización de software

